



معیارهای پذیرش و نحوه برخورد با موارد مشکل دار نمونه بلوک

معیار پذیرش	مورد بررسی
تطابق شماره پاتولوژی درج شده روی بلوک با نتیجه پاتولوژی بیمار	بررسی مشخصات نمونه و مشخصات بیمار
کافی بودن مقدار بافت تومورال با توجه به تست موردنظر طبق تشخیص پاتولوژیست	مقدار نمونه
ارسال بلوکهای بافت در دمای معمولی محیط، اجتناب از یخ زدگی یا گرم کردن بیش از حد	الزامات نحوه انتقال
کپی گزارش اولیه و کلیه گزارشهای مرتبط اعم از مشاوره‌های همزمان دیگر و کلیه گزارشهای IHC در موارد دریافت بلوک برای HER2FISH علاوه بر کپی گزارش پاتولوژی، کپی گزارش IHC مربوط به HER2 در صورت وجود اخذ شود	مدارک مورد نیاز (مطابق با فرم دریافت و عودت نمونه و مدارک)

نحوه برخورد در مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد-نجم آبادی	اشکال یافت شده
عدم پذیرش نمونه و تماس با طرف قرارداد جهت ارسال نمونه متناسب با جواب پاتولوژی در صورت درخواست مرکز طرف قرارداد پس از اخذ نامه کتبی از ایشان بلوک بصورت بلوک ناشناس پذیرش خواهد شد.	عدم تطابق شماره پاتولوژی درج شده روی بلوک با نتیجه پاتولوژی بیمار
بنا به نظر پاتولوژیست عدم پذیرش نمونه، اطلاع به طرف قرارداد جهت ارسال نمونه مجدد در بعضی موارد با توجه به نوع تست، انجام پذیرش موقت، بررسی کفایت بافتی برای انجام سایر تستهای مولکولی و سایتوژنتیک یا پاتولوژیک توسط بخش پاتولوژی، در صورت عدم کفایت نمونه یا تست کنسل می‌شود یا درخواست بلوک دیگری می‌شود. در صورتی که بلوک آورده شده فاقد بافت باشد یا قسمتی از بلوک پارافینی کنده شده و به بافت آسیب رسیده باشد، اطلاع به درخواست کننده، تکمیل فرم تعهد نامه انجام آزمایش روی نمونه مشکل‌دار	کافی نبودن مقدار نمونه
درخواست از مراجعه کننده جهت تکمیل مدارک، ثبت در پرونده	عدم وجود مدارک مورد نیاز



TE-PAP-IN-001/00

اولین دارنده استاندارد بین المللی آزمایشگاه های پزشکی ISO-15189 در ایران