



پروتکل دریافت جنین برای تست PGT-M

از آنجائیکه هدف ما انجام پروسه PGT-M با بالاترین کیفیت و دقت و در سریعترین زمان ممکن میباشد و باتوجه به اینکه انجام مراحل کاری تست PGT-M نیاز به زمان و ترتیب مشخص جهت تکثیر ناحیه جهش و آنالیز پیوستگی دارد، از شما خواهشمندیم پروتکل زیر را مطالعه نموده و حتما در رابطه با پرونده های ارجاعی رعایت فرمایید.

۱. در رابطه با پرونده های PGT-M (PGD)، قبل از ورود خانواده ها به سیکل IVF حتما با این مرکز هماهنگ شوید تا بتوانیم زمان انجام پروسه برای خانواده را رزرو کرده و تمهیدات لازم برای انجام پروسه های مربوطه را فراهم نماییم.
۲. لازم به ذکر است که از PBS ارسال شده توسط مرکز (گروه PGT-M) برای شست و شوی نمونه ها استفاده نمائید.
۳. بارکد (لیبل) مربوط به هر جنین ارسالی بر روی میکروتیوب های حاوی جنین ها به طور مشخص از طریق مرکز IVF نوشته شود.
۴. خواهشمند است تیوب بلنک همراه با جنین ها، برای بررسی آلودگی ارسال شود. در غیر این صورت مسئولیت آلودگی احتمالی نمونه ها بر عهده مرکز IVF مربوطه می باشد.
۵. با توجه به محدودیت زمانی پروسه PGT-M، خواهشمند است هماهنگ نمائید تا جنین ها قبل از ساعت ۱۱ صبح ارسال گردند.
۶. جواب نهایی جنین هایی که در روزهای پنج شنبه پذیرش میشوند، روز یکشنبه آماده میشود.
۷. توجه شود که روزهای جمعه پذیرش جنین نداریم.

برای هماهنگی های ذکر شد شما میتوانید با رابط مرکز در تماس باشید.



صفحه ۱ از ۱

TE-MPX-PT-001/01

اولین دارنده استاندارد بین المللی آزمایشگاه های پزشکی ISO-15189 در ایران