

نحوه شماره گذاری و ارسال نمونه‌ها

لطفاً در بسته‌بندی و ارسال نمونه‌ها نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

بیوپسی

- ۱- سلول بیوپسی شده داخل تیوب‌های ۰/۲ میلی لیتر استریل قرار گیرد.
سلول بیوپسی شده را داخل ۳ میکرولیتر PBS رها کنید. (مطابق راهنمای بیوپسی ارائه شده توسط شرکت)

شماره گذاری

- ۱- پیش شماره از حروف الفبا برای آن مرکز تعیین می‌شود که منحصرأً برای نمونه‌های آن مرکز است و بایستی اول کلیه شماره‌ها ثبت گردد.

برای مثال پیش شماره G

- ۱- در شماره‌گذاری کلیه نمونه‌ها از شماره ردیف استفاده شود به گونه‌ای که در هر نوبت اولین شماره با آخرین شماره نوبت قبلی یک عدد اختلاف داشته باشد. برای مثال سیکل اول نمونه‌های ارسالی در صورتیکه بطور مثال ۴ جنین باشد: G1E1-G2E2-G3E3-G4E4 و سیکل دوم نمونه‌ها در صورتیکه ۵ جنین باشد: G5E1-G6E2- G7E3-G8E4-G9E5 شماره‌گذاری شوند.
- ۲- کلیه لوله‌ها، درب‌ده و روی درب لوله بطور مشخص و خوانا شماره‌گذاری شده باشند.
- ۳- در هر نوبت بیوپسی داخل یک تیوب ۳ میکرولیتر PBS مورد استفاده ارسال شود و روی تیوب blank نوشته شود، این تیوب به منظور کنترل آلودگی استفاده می‌شود.
- ۴- کلیه مراحل نمونه‌برداری، انتقال نمونه به لوله، و شماره‌گذاری لوله‌ها توسط یک شاهد تایید و امضا شود.
- ۵- تطابق شناسه رویان‌ها با شماره روی لوله به گونه‌ای باشد که امکان جابجایی و یا اشتباه وجود نداشته باشد.
- ۶- در برگه ضمیمه، شماره‌های روی تیوب‌ها به عنوان شناسه اصلی و برای هر تیوب شناسه داخلی مرکز IVF ثبت شود.
- ۷- در قسمت ملاحظات هرگونه احتمال خطا، جابه جایی یا اتفاق غیر عادی در رابطه با نمونه ثبت گردد.

بسته بندی

- ۱- لوله‌ها داخل رک در کنار هم و به ترتیب شماره چیده شوند.
- ۲- زیر رک‌های تیوب بسته‌های یخ ارسالی گذاشته شود.
- ۳- در داخل بسته یا همراه نمونه‌ها چنانچه رضایت‌نامه در مرکز IVF پر شده است یک کپی جهت بایگانی مرکز ژنتیک ارسال شود؛ هم‌چنین برگه شناسه نمونه‌ها ارسال شود.

