

پروتکل دریافت جنین برای تست PGT-M

آنجائیکه هدف ما انجام پروسه PGT-M با بالاترین کیفیت و دقت و در سریع ترین زمان ممکن میباشد و با توجه به اینکه انجام مراحل کاری تست PGT-M نیاز به زمان و ترتیب مشخص جهت تکثیر ناحیه جهش و آنالیز پیوستگی دارد، از شما خواهشمندیم پروتکل زیر را مطالعه نموده و حتما در رابطه با پرونده های ارجاعی رعایت فرمایید:

۱. پیش از شروع سیکل IVF و همچنین شروع داروها، ضروری است که با مرکز تماس گرفته، هماهنگی لازم را انجام داده و زمان رزرو را قطعی فرمایید. در غیر این صورت، ممکن است انجام تست لغو گردد یا امکان انجام آن در سیکل جاری فراهم نباشد.
 ۲. لازم به ذکر است که از PBS ارسال شده توسط مرکز ژنتیک (گروه PGT-M) برای شست و شوی نمونه ها استفاده نمایید.
 ۳. بارکد (لیبل) مربوط به هر جنین ارسالی بر روی میکروتیوب های حاوی جنین ها به طور مشخص از طریق مرکز IVF نوشته شود.
 ۴. خواهشمند است تیوب بلنک همراه با جنین ها، برای بررسی آلودگی ارسال شود. در غیر این صورت مسئولیت آلودگی احتمالی نمونه ها بر عهده مرکز IVF مربوطه می باشد.
 ۵. با توجه به محدودیت زمانی پروسه PGT-M خواهشمند است هماهنگ نمایید تا جنین ها قبل از ساعت ۱۱ صبح ارسال گردند.
 ۶. جواب نهایی جنین هایی که در روزهای پنجشنبه پذیرش می شوند، روز یکشنبه آینده آماده می شود.
 ۷. توجه فرمایید روزهای جمعه پذیرش نداریم.
 ۸. پاسخ دهی برای بیماری های تک ژنی، طی ۴۸ ساعت انجام می شود. برای بیماری هایی با بیش از یک ژن زمان بیشتری مورد نیاز است.
- نکته: در موارد خاص (مانند شرایط پیچیده پزشکی) برای پرونده های بیش از یک ژن تنها با هماهنگی قبلی و دریافت رضایت نامه مکتوب مبنی بر احتمال دریافت پاسخ بیشتر از ۴۸ ساعت، انجام PGT-M امکان پذیر می باشد.

برای هماهنگی های ذکر شده شما میتوانید در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ لغایت ۱۷ و پنج شنبه ها

ساعت ۸ لغایت ۱۲ به رابط مرکز به شماره ۰۹۸۹۱۰۸۶۳۴۹۳۴+ در واتس اپ پیام دهید.

